


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppif Para Wb E Elisa - P30405

Número do item: CM0030568



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PPIF humano (Ciclofilina D), adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Tem como alvo a proteína da matriz mitocondrial envolvida na regulação do poro de transição de permeabilidade e na apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPIF Rabbit pAb
Observações/Apêndice	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D; PPIF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10105
GeneID	10105
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-207 do PPIF humano (NP_005720.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30405
Peso Proteico	22kDa
Envio	Bolsa de Gelo