

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppl Para Wb, If/Icc, Elisa - O60437

Número do item: CM0030154



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a periplacina (PPL), validado para WB, IF/ICC e ELISA em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de envelope cornificado de queratinócitos e desmossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPL Rabbit pAb
Observações/Alias	PPL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5493
GeneID	5493
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60437
Peso da Proteína	205kDa
Envio	Bolsa de gelo