

Anticorpo Monoclonal Anti-Ppm1A Para Wb, Elisa - P35813

Número do item: CM0002212



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PPM1A validado para WB e ELISA, visa o PPM1A/PP2C-alfa humano, uma fosfatase nas vias de TGF-beta e NF-kB. Adequado para pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPM1A mAb de Coelho
Observações/Apelido	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5494
GeneID	5494
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-382 do PPM1A humano (NP_066283.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35813
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo