

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Ppm1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P35813

Número do item: CM0025879



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PPM1A para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta PPM1A (PP2C α , 42 kDa) humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de TGF-beta e NF-kB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPM1A Rabbit pAb
Observações/Alias	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5494
GeneID	5494
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 161-370 da PPM1A humana (NP_005029.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35813
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo