

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ppm1E Para Wb, Elisa - Q8Wy54

Número do item: CM0009911

introdução

Anticorpo monoclonal direcionado contra a PPM1E humana (POPX1/CaMKP-N) para Western blot e ELISA. Validado quanto à reatividade cruzada com amostras humanas. Útil em estudos de sinalização da CaM quinase, desfosforilação de PAK e desestruturação das fibras de actina sob estresse. Peso molecular previsto: 84 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PPM1E mAb de coelho
Observações/alias	POPX1, PP2CH, caMKN, CAMKPN, CaMKP-N, PPM1E
Espécie	Humana
GeneID (humano)	22843
GeneID	22843
Imunógeno	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 da PPM1E humana (Q8WY54))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q8WY54
Peso da proteína	84 kDa
Envio	Bolsa de gelo