

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppm1F Para Wb, Elisa - P49593

Número do item: CM0015897

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade direcionado à PPM1F humana (fosfatase de CaM-quinase), adequado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de apoptose e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPM1F pAb de Coelho
Observações/Apelidos	CAMKP; FEM-2; POPX2; hFEM-2; CaMKPase; PPM1F
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9647
GeneID	9647
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-190 da PPM1F humana (NP_055449.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P49593
Peso da Proteína	50 kDa
Transporte	Bolsa de gelo