

Anti-Ppm1J Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q5Jr12

Número do item: CM0018296

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PPM1J humano (PP2C-zeta) para WB e ELISA. Validado com imunogênio recombinante. Reage cruzadamente com camundongo. UniProt Q5JR12. Ideal para pesquisa sobre a proteína fosfatase 1J, uma fosfatase Ser/Thr envolvida na sinalização celular. Adequado para Western blot e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPM1J Rabbit pAb
Observações/Apelido	PP2CZ, PPP2CZ, PP2Czeta, PP2C-zeta, PPM1J
Espécie	Humano
GeneID	333926
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-260 do PPM1J humano (NP_005158.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5JR12
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo