


Anticorpo Policlonal Anti-Ppme1 Para Wb E Elisa - Q9Y570

Número do item: CM0017148



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PPME1 (PME-1), adequado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Detecta a proteína fosfatase metilesterase 1, um regulador chave da metilação e atividade de PP2A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPME1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PME-1; ABDH19; PPME1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51400
GeneID	51400
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da PPME1 humana (NP_057231.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y570
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo