

Anticorpo Policlonal Anti-Ppp1Ca Para Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Número do item: CM0018989



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PPP1CA humano (subunidade catalítica PP1alpha). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. PM 38kDa. Ideal para pesquisa de sinalização de fosfatase e via MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PPP1CA pAb de Coelho
Observações/Apelido	PP1A, PP-1A, PPP1A, PP1alpha, PPP1CA
Espécie	Humano
ID do Gene	5499 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 do PPP1CA humano (NP_002699.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62136
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo