

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ppp1Ca Para Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Número do item: CM0006438



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o PPP1CA humano (subunidade catalítica PP1-alfa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de fosfatases no ciclo celular, transcrição e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1CA Rabbit mAb
Observações/Apelido	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5499
GeneID	5499
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 230-330 do PPP1CA humano (NP_002699.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62136
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo