

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ppp1Ca Para Wb - P62136

Número do item: CM0016319



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a PPP1CA humana (PP1-alfa), adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com camundongo e rato. Para estudos de sinalização por fosfatases, ciclo celular e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1CA Rabbit pAb
Observações/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5499
ID do Gene	5499
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-330 da PPP1CA humana (NP_002699.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62136
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo