


Anticorpo Policlonal Anti-Ppp1R12A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14974

Número do item: CM0014276



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PPP1R12A (MYPT1), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Regulador chave da fosfatase de miosina e do complexo PPP1C.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R12A Rabbit pAb
Observações/Apelido	MBS; GUBS; M130; MYPT1; PPP1R12A
Espécie	Humano
GeneID	4659
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do PPP1R12A humano (NP_002471.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O14974
Peso Proteico	115kDa
Envio	Saco de gelo