


Anticorpo Policlonais Anti-Ppp1R12A Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14974

Número do item: CM0028272



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PPP1R12A (MYPT1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de fosfatase de miosina e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R12A Rabbit pAb
Observações/Alias	MBS, GUBS, M130, MYPT1, PPP1R12A
Espécie	Humano
GeneID	4659
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 710-970 da PPP1R12A humana (NP_002471.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14974
Peso da Proteína	115kDa
Envio	Bolsa de gelo