

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppp1R12B Para Wb, Elisa - O60237

Número do item: CM0019990

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PPP1R12B (MYPT2), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas; ideal para estudar a regulação da fosfatase da miosina e a organização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PPP1R12B Rabbit pAb
Observações/Alias	MYPT2; PP1bp55; PPP1R12B
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4660
GeneID	4660
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 660-930 da PPP1R12B humana (NP_002472.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	O60237
Massa da proteína	110 kDa
Envio	Gelo reutilizável