

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppp1R14A (Cpi-17) Para Wb E Elisa - Q96A00

Número do item: CM0016816

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PPP1R14A/CPI-17, um inibidor dependente de fosforilação da PP1 implicado na regulação do músculo liso. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização celular e contração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R14A pAb de Coelho
Observações/Apelido	CPI17; CPI-17; PPP1INL; PPP1R14A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	94274
ID do Gene	94274
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 do PPP1R14A humano (NP_150281.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96A00
Peso Proteico	17kDa
Transporte	Saco de Gelo