

Anti-Ppp1R15A Anticorpo Policlonal De Coelho (Gadd34) Para Wb, If/Icc, Elisa - O75807

Número do item: CM0022129



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-PPP1R15A (GADD34) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Tem como alvo a subunidade reguladora da fosfatase indutível por estresse, envolvida na recuperação da tradução e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R15A Rabbit pAb
Observações/Apelido	GADD34; PPP1R15A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23645
GeneID	23645
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 375-674 do PPP1R15A humano (NP_055145.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75807
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo