


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ppp1R3B Para Wb, Elisa - Q86Xi6

Número do item: CM0018198



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PPP1R3B humano (subunidade direcionadora de glicogênio GL). Validado para Western blot e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo do glicogênio e sinalização da insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R3B Coelho pAb
Observações/Apelido	GL; PTG; PPP1R4; PPP1R3B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79660
ID do Gene	79660
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do PPP1R3B humano (NP_078883.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q86XI6
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo