

Anticorpo Policlonal Anti-Ppp1R3C Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uqk1

Número do item: CM0021964



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o PPP1R3C (PTG) humano, validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo do glicogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R3C pAb de Coelho
Observações/Apelido	PTG, PPP1R5, PPP1R3C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5507
GeneID	5507
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 do PPP1R3C humano (NP_005389.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQK1
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco com gelo