


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppp1R7 Para Wb, Elisa - Q15435

Número do item: CM0016111



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra PPP1R7 detecta níveis endógenos da subunidade regulatória 7 da fosfatase de proteína 1 em amostras humanas e de camundongo. Validado para Western blot (WB) e ELISA, ele tem como alvo a região de aminoácidos 281-360. Ideal para uso em pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SDS22; PPP1R7
Espécie	Humano
ID do Gene	5510
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 281-360 da PPP1R7 humana (NP_002703.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15435
Peso Proteico	42kDa
Envio	Bolsa de gelo