

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ppp1R9B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb3

Número do item: CM0023436

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra PPP1R9B humano (Neurabin-2/Spinofilina), com reatividade cruzada para humano e camundongo. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudos de transmissão sináptica, espinhos dendríticos e interações do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP1R9B pAb de Coelho
Observações/Alias	Spn; SPINO; PPP1R6; PPP1R9; PPP1R9B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84687
ID do Gene	84687
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 250-350 do PPP1R9B humano (NP_115984.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96SB3
Peso Molecular da Proteína	89kDa
Envio	Saco de gelo