

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Ppp2R1A/Ppp2R2A/Ppp2R1B Para Wb, Elisa - P30153 / P63151 / P30154

Número do item: CM0022302



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a PPP2R1A, PPP2R2A e PPP2R1B. Adequado para Western blotting e ELISA em humano, camundongo e rato. Investigue a função do complexo PP2A em sinalização, mitose e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B Rabbit pAb
Observações/Apelido	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5518/5520/5519
GeneID	5518/5520/5519
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-161 de PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B humana (NP_055040.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30153/P63151/P30154
Envio	Bolsa de gelo