

Anticorpo Policlonal Anti-Ppp2R2B/Ppp2R2C Para Wb, Elisa - Q00005 / Q9Y2T4

Número do item: CM0021873

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PPP2R2B/PPP2R2C, as subunidades reguladoras da fosfoproteína fosfatase 2A. Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP2R2B/PPP2R2C Rabbit pAb
Observações/Alias	PPP2R2B/PPP2R2C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5521/5522
ID do Gene	5521/5522
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 108-220 de PPP2R2B/PPP2R2C humana (NP_858060.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00005 / Q9Y2T4
Transporte	Saco de gelo