

Anticorpo Policlonal Anti-Ppp2R3B Para Wb E Elisa - Q9Y5P8

Número do item: CM0028716



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PPP2R3B humano, uma subunidade reguladora da PP2A. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Adequado para estudar a função da PP2A e a localização nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP2R3B Rabbit pAb
Observações/Apelido	PR48; PR70; NYREN8; PPP2R3L; PPP2R3LY; PPP2R3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28227
GeneID	28227
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 356-575 do PPP2R3B humano (NP_037371.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9Y5P8
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo