

Anticorpo Policlonado Anti-Ppp3Cc Para Wb, Elisa - P48454

Número do item: CM0027973



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a PPP3CC (calcineurina A gama), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Ideal para pesquisas em sinalização por cálcio e fosfatase específica de testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP3CC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CNA3; CALNA3; PP2Bgamma; PPP3CC
Espécie	Humano
ID do Gene	5533
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 373-512 da PPP3CC humana (NP_005596.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P48454
Peso Molecular da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo