

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ppp3R1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P63098

Número do item: CM0016841



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade contra PPP3R1 (subunidade B tipo 1 da calcineurina) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização por calcineurina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP3R1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CNB; CNB1; CALNB1; PPP3R1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5534
GeneID	5534
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-170 da PPP3R1 humana (NP_000936.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63098
Peso da Proteína	19 kDa
Transporte	Bolsa de gelo