

Anticorpo Policlonais Anti-Ppp3R2 Para Wb, Elisa - Q96Lz3

Número do item: CM0028562

introdução

Anticorpo policlonal de coelho PPP3R2 para WB e ELISA, específico para humano, camundongo e rato. Reconhece a calcineurina B tipo 2, uma subunidade reguladora específica do testículo envolvida na atividade da fosfatase dependente de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP3R2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PPP3RL; PPP3R2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5535
GeneID	5535
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-173 da PPP3R2 humana (NP_671709.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96LZ3
Peso Proteico	20kDa
Envio	Bolsa de gelo