

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ppp4C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60510

Número do item: CM0013278

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra PPP4C humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de reparo de DNA, apoptose e sinalização celular. Imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP4C Rabbit pAb
Observações/Alias	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5531
GeneID	5531
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-307 da PPP4C humana (NP_002711.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60510
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo