

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppp4C Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P60510

Número do item: CM0019922

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PPP4C humano (PP4/PPX). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Detecta proteína de 35 kDa. Envolvido no reparo de DNA, organização de centrôssomo e sinalização de TNF-alfa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP4C pAb de Coelho
Observações/Apelido	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5531
ID do Gene	5531
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-307 do PPP4C humano (NP_002711.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P60510
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo