

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppp4R1 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Tf05

Número do item: CM0030243

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-PPP4R1 validado para WB, IP, ELISA em amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo a subunidade regulatória 1 da serina/treonina-proteína fosfatase 4, um regulador chave da sinalização NF-kappa-B e da divisão celular. Ideal para o fornecimento de matéria-prima para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP4R1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	MEG1; PP4R1; PP4(Rmeg); PPP4R1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9989
GeneID	9989
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 324-647 do PPP4R1 humano (NP_001035847.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8TF05
Peso Proteico	107kDa
Envio	Saco de Gelo