

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Ppp4R3B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Miz7

Número do item: CM0024526

introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a PPP4R3B (SMEK2), uma subunidade regulatória da PP4 localizada em centrossomos/núcleo. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP4R3B pAb de Coelho
Observações/Apelidos	PSY2; smk1; FLFL2; SMEK2; PP4R3B; PPP4R3B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57223
GeneID	57223
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 628-817 da PPP4R3B humana (NP_001269779.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5MIZ7
Peso Molecular da Proteína	97kDa
Transporte	Bolsa de gelo