

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ppp5C Para Wb, If/Icc, Elisa - P53041

Número do item: CM0017136



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a PPP5C (PP5/PPT) humano, adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; ideal para estudos de resposta a danos no DNA, apoptose e ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP5C Rabbit pAb
Observações/Alias	PP5, PPT, PPP5, PPP5C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5536
GeneID	5536
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da PPP5C humana (NP_006238.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53041
Peso Molecular da Proteína	57kDa
Transporte	Bolsa de gelo