

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ppp6R2 Para Wb E Elisa - 075170

Número do item: CM0030397

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à subunidade regulatória da fosfatase de proteína 6 (PPP6R2/SAPS2). Validado para WB e ELISA em amostras humanas. Adequado para estudar a desfosforilação mediada por PP6 e a sinalização de TNF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPP6R2 Coelho pAb
Observações/Apelido	PP6R2; SAPS2; SAP190; KIAA0685; PPP6R2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9701
ID do Gene	9701
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 640-959 do PPP6R2 humano (NP_001229827.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	075170
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Bolsa de Gelo