

Anti-Ppt1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P50897

Número do item: CM0018181



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PPT1 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar a função da palmitoil-proteína tioesterase em doenças de depósito lisossomal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PPT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PPT; CLN1; INCL; PPT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5538
GeneID	5538
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-306 do PPT1 humano (NP_000301.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50897
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo