

Anti-Pqbp1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - O60828

Número do item: CM0002263



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PQBP1 humano (30 kDa), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar splicing de pré-mRNA, transcrição e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PQBP1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SHS; MRX2; MRX55; MRX53; MRX58; NPW38; RENS1; PQBP1
Espécie	Humano
GeneID	10084
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-265 do PQBP1 humano (NP_001027553.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60828
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo