

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pqbp1 Para Wb E Elisa - O60828

Número do item: CM0027563



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PQBP1 humano, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage com humano, rato e rato. PQBP1 é uma proteína de andaime intrinsecamente desordenada envolvida no splicing de pré-mRNA, regulação da transcrição e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PQBP1 Coelho pAb
Observações/Apelido	SHS; MRX2; MRX55; MRX53; MRX58; NPW38; RENS1; PQBP1
Espécie	Humano
GeneID	10084 (Humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-265 do PQBP1 humano (NP_005701.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O60828
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo