

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Praf2 Para Wb, Elisa - O60831

Número do item: CM0021037

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRAF2 humano (JM4, Yip6a), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos de apoptose e tráfego vesicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRAF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	JM4; Yip6a; PRAF2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11230
GeneID	11230
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-50 do PRAF2 humano (NP_009144.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60831
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo