

Anticorpo Policlonal Anti-Prame Para Wb E Elisa - P78395

Número do item: CM0012942

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PRAME humano (antígeno de melanoma). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de câncer, apoptose e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRAME Rabbit pAb
Observações/Apelido	MAPE; OIP4; CT130; OIP-4; PRAME
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23532
ID do Gene	23532
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do PRAME humano (NP_006106.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78395
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo