

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prb4 Para Wb, Elisa - P10163

Número do item: CM0023910

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína 4 rica em prolina salivar básica humana (PRB4), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de proteínas salivares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRB4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Po; PRB4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5545
ID do Gene	5545
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 178-247 do PRB4 humano (NP_002714.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P10163
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo