


Anticorpo Policlonal Anti-Prc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43663

Número do item: CM0028441



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PRC1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece PRC1 em humano, camundongo e rato. Adequado para o estudo de citocinese, divisão celular e pesquisa sobre câncer de bexiga. PM ~72 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASE1; PRC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9055
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 351-620 do PRC1 humano (NP_003972.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43663
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo