

Anticorpo Policlonal Anti-Prcc Para Wb E Elisa - Q92733

Número do item: CM0021119

introdução

Anticorpo policlonal Anti-PRCC validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com a proteína PRCC humana (UniProt Q92733). Ideal para estudar a regulação do ciclo celular e o carcinoma de células renais papilar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Carcinoma de células renais papilar pAb de Coelho
Observações/Apelido	TPRC; RCCP1; Carcinoma de células renais papilar
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5546
GeneID	5546
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 240-491 do carcinoma de células renais papilar humano (NP_005964.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92733
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo