


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Prd Para Wb, Elisa - P12955

Número do item: CM0002315



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra PRD humano (prolidase, PEPD), adequado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo de colágeno e prolidase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRD Rabbit mAb
Observações/Apelido	PROLIDASE; PRD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5184
GeneID	5184
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-493 do PRD humano (NP_000276.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P12955
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco com gelo