

Anticorpo Policlonal Anti-Prdm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075626

Número do item: CM0023248



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PRDM1 (BLIMP-1), validado para western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Detecta PRDM1 humano e de camundongo; ideal para estudar a regulação transcricional na diferenciação de células imunes e na biologia de linfócitos residentes em tecidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRDM1 pAb Coelho
Observações/Apelido	BLIMP1; PRDI-BF1; PRDM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	639
ID do Gene	639
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-210 do PRDM1 humano (NP_001189.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O75626
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo