

Anticorpo Policlo Anti-Prdm12 Para Wb, Elisa - Q9H4Q4

Número do item: CM0019949



introdução

PRDM12 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para WB e ELISA, que detecta PRDM12 humano e murino. Essencial para pesquisa de desenvolvimento de neurônios nociceptivos e estudos de vias da dor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	PRDM12 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PFM9; HSN8; PRDM12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	59335
GeneID	59335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-330 do PRDM12 humano (NP_067632.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H4Q4
Peso Molecular da Proteína	40kDa
Transporte	Bolsa de gelo