

Anticorpo Policlonal Anti-Prdm14 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzv8

Número do item: CM0014734

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PRDM14 humana, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta PRDM14 humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de pluripotência de células-tronco e desenvolvimento de células germinativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRDM14 Rabbit pAb
Observações/Alias	PFM11; PRDM14
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	63978
GeneID	63978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da PRDM14 humana (NP_078780.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZV8
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo