

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prdm14 Para Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Gzv8

Número do item: CM0030260

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PRDM14 validado para WB, IHC-P, ELISA, ChIP em humanos, camundongos e ratos. Ferramenta essencial para o estudo da pluripotência, identidade de células-tronco embrionárias e desenvolvimento de células germinativas. 64kDa. Q9GZV8.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRDM14 Rabbit pAb
Observações/Alias	PFM11; PRDM14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	63978
ID do Gene	63978
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de PRDM14 humano (NP_078780.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZV8
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo