


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Prdm2 Para Wb E Elisa - Q13029

Número do item: CM0013750



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra PRDM2 humano (RIZ1/KMT8), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para aplicações de pesquisa em epigenética e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRDM2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RIZ; KMT8; RIZ1; RIZ2; KMT8A; MTB-ZF; HUMHOXY1; PRDM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7799
GeneID	7799
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-176 do PRDM2 humano (NP_036363.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13029
Peso da Proteína	189kDa
Transporte	Bolsa de gelo