

Anticorpo Policlonal Anti-Prdm6 Para Wb, Elisa - Q9Nqx0

Número do item: CM0029688

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PRDM6 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a função de PRDM6 na diferenciação do músculo liso e regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRDM6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PDA3; KMT8C; PRISM; PRDM6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	93166
GeneID	93166
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 376-595 da PRDM6 humana (NP_001129711.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQX0
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo