

Anticorpo Policlonal Anti-Prdm7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqw5

Número do item: CM0027460

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PRDM7 humano (PFM4/ZNF910), produzido contra proteína recombinante (aa 210-310). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Ferramenta de pesquisa epigenética para estudar a atividade de histona metiltransferase e a remodelagem da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PRDM7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PFM4; ZNF910; PRDM7
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11105
GeneID	11105
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-310 do PRDM7 humano (NP_001091643.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NQW5
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo