


Anticorpo Policlonal Anti-Prdm9 Para If-P, Elisa - Q96Eq9

Número do item: CM0024664



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Prdm9 de camundongo, validado para IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; detecta PRDM9, uma histona metiltransferase crítica para a recombinação meiótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Prdm9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Rcr1; Dsbc1; repro7; Meisetz; PRDM9-B; G1-419-29; Prdm9
Espécie	Camundongo
GeneID	213389
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 87-370 do Prdm9 de camundongo (NP_659058.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96EQ9
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de gelo