


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Preb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcu5

Número do item: CM0006317



### introdução

O anticorpo monoclonal de coelho PREB detecta a proteína PREB/SEC12 humana, de rato e de camundongo. Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA, este anticorpo tem como alvo um GEF de 45 kDa crítico para o transporte ER-Golgi e regulação transcricional. Encomende da CamelBio para uma fonte confiável de IVD.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho PREB (mAb)                                                                                    |
| Observações/Apelido | SEC12; PREB                                                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 10113                                                                                                                     |
| GeneID              | 10113                                                                                                                     |
| Imunogénio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 89-201 do PREB humano (NP_037520.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q9HCU5                                                                                                                    |
| Peso da Proteína    | 45kDa                                                                                                                     |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                              |